


Pour l'élevage

**Alliance**  
Pastorale



# PROGRAMME DE SOINS

## CHEVREUX NOUVEAUX-NÉS

**Pôle Santé animale**  
Vétérinaires et laboratoire de l'Alliance Pastorale

N° Tél. 05.49.83.30.30

[www.alliance-elevage.com](http://www.alliance-elevage.com)  
[ap@alliancepastorale.fr](mailto:ap@alliancepastorale.fr)

Code APE : 9411 Z  
RCS Poitiers : 781 541 685

1 route de Chauvigny  
86500 Montmorillon

48 Avenue de l'Europe - CS 80095 - 86502 Montmorillon cedex

Programme de soins – Chevreux nouveaux nés  
Septembre 2023  
Page 1/4

depuis 1933...



# LE JOUR DE LA NAISSANCE

## 1. Désinfecter et assécher le cordon ombilical :

- **Utiliser** : solution iodée (**POVIDUM IODÉE** ou **PHYT-AP OMBILIC**) en pulvérisation large et mouillante sur tout l'ombilic,



Réf : 0110058



Réf : 0110085



Réf : 0110086



Recharge, réf : 0110108

- **Ne pas utiliser** :

- une bombe aérosol dont la pression de pulvérisation fait remonter les germes dans le cordon ombilical,
- un gobelet de trempage dans lequel se multiplient les germes,
- de teinture ou alcool iodée qui entraîne une nécrose trop importante des tissus, favorable au développement microbien.

## 2. Traire les chèvres le plus tôt possible après la mise-bas et constituer une banque de colostrum :

- **Vérifier** la teneur en anticorps du colostrum avec un **réfractomètre** (colostrum de qualité : > 23 Brix),



Réf : 0110096

- **Thermiser** le colostrum si nécessaire

- **Administrer** le colostrum dès la naissance ou le plus tôt possible :
  - à la sonde



Réf : 0110097



Réf : 0110105



Réf : 0800960

- 10 à 15 % du poids du corps, soit 300 à 500ml/chevreau.



### **3. Déposer le chevreau en case de nurserie :**

- *Chauffer* pour une température ambiante proche de 25°C,
- *Assurer* quotidiennement l'hygiène de la litière des cases de démarrage (**VETALHY NURSERY**)



Réf : 0110132 (25 kg)

### **4. Ensemencer la flore digestive de bactéries favorables (**FLOR ALLIANCE**)**



Réf : 0111017

## LE LENDEMAIN

### **5. 1er repas au réhydratant (VETALHY HYDRA GALET), sans lait :**

- *stimule* l'appétit pour un apprentissage rapide à la tétine,
- *rétablit* le volume hydrique en cas de diarrhée néonatale (colibacilose)



Réf : 0110064

### **6. Laisser au réhydratant les chevreaux mous ou qui refusent de téter,**

### **7. Passer immédiatement à la machine d'allaitement les chevreaux sans problèmes et qui tètent tout seuls.**



# LES JOURS SUIVANTS

## 8. Allaitement artificiel :

- Concentration : 160 g de poudre/litre d'eau,
  - Température dans le bol de préparation : 42 à 45°C,
- Vérifier ces paramètres 1 fois par semaine, ou plus fréquemment en cas de doute.

## 9. Les besoins essentiels du chevreau :

- de l'air pur : veiller au renouvellement de l'air,
- de la chaleur : optimum 20°C,
- de l'eau propre et un aliment de qualité

## 10. Désinfecter fréquemment les cases à chevreaux, surtout en cas de pathologie (PROPHYL S)



Réf : 0110162



Réf : 0110163

## 11. Préparation au sevrage (chevrettes et jeunes boucs)

- Distribuer le plus tôt possible un aliment starter (CROUSTIFLOCONS OU MASH MOUTON CHEVRE) additionné d'argile (ARGILE BENTO+ ou PHYT-AP KEFIR DEMARRAGE)

Renouveler tous les jours



Réf : 0111020



Réf : 0110143



Réf : 0200287



Réf : 0200754

